



Lightness

智能心率

使用说明书

模块充电




1 找到模块




2 给模块充电

产品安装



1 找到触控点



2 调整位置佩戴

APP 操作

1 搜索“莱特妮丝”APP



2 启用蓝牙



3 启用位置信息



4 搜索设备



5 连接设备




6 点击填写



APP 操作

7 点击按钮




8 设置运动目标



9 选择运动计划




10 点击开始测试



11 同意免责声明



12 倒计时可关闭



APP 操作

13 点击训练开始



14 检测中断弹窗




15 完成检测



16 我的个人中心



17 查看跑步记录



18 选择关于我们



功能参数

电 池：	聚合物锂电池
电池容量：	120mAh
输 入：	5V 0.5A-1A
输 出：	3.7V 0.5A-1A
同步方式：	蓝牙4.0
防水等级：	IP67

模块说明

智能模块：模块自带电池，并且是开启状态。使用时打开手机APP进行蓝牙对接即可。

模块充电：模块内置电池，可通过APP登录查看当前电量情况。充电时使用专用的充电底座连接数据线到移动电源或者其他充电设备。

模块使用：包装内的模块出厂时带电，但因为放置及运输路途会有损耗，初次使用建议先充电，安装时LED灯朝下，直接对准暗扣即可。

心率监测

国际领先的柔性三电极技术可以精准采集用户运动实时心率及静息ECG心电图，通过心电图自检可以准确分析HRV 健康信息并生成报告，同时你运动的每一步以及出的每一滴汗都可以清晰记录。

功能特点

心电
测试

心率
监控

APP
同步

防水
性强

揉搓
水洗

联系方式

莱特妮丝智能心率

联系电话：400-880-5885

邮箱：www.lightness.com.hk



莱特妮丝

地址：深圳市福田区新洲南路2015号金亨楼1栋3楼